



motion 140c executive 2.0

Art nr: 20082142-00

Designet massagebadekar med ergonomisk form. Vælg et af vores to massagesystemer, og suppler derefter med de tilvalg, som passer dig bedst.

Detaljeret information

Varekoder		Materiale og overfladebehandling	
EAN	7392429041331	Farve	Hvid
Standarder og klassificeringer		Primært materiale	Sanitetsakryl
ETIM	EC011610	Udstyr	
EN-standard	EN12764, EN61000	Massagesystem	Executive 2.0
Omfattet af CE	Ja	Vandrensning	Ja
Produktmål og -vægt		Varmeaggregat	Ja
Badedybde (mm)	420	Antal vanddyser	16
Højde min. (mm):	675	Bundventil	Ja
Længde (mm):	1400	Touchpanel	Ja
Bredde (mm)	1400	Afløbsrør	Ja
Nettovægt (kg)	112	6 powerjets	Ja
Vandvolumen (l)	360	Rygmassage	Ja
El og belysning		Fodmassage	Ja
Grundsystem Antal faser	1 fase	Front/gavl	Nej
Grundsystem spænding (V)	230	Overløbsikring	Ja
Grundsystem Sikring	16A	Emballagemål og -vægt	
Effekt (watt)	2610	Emballagens højde (m)	1,520
IP-klassificering	IPX5	Emballagens bredde (m)	1,630
		Emballagens længde (m)	0,820
		Bruttovægt (kg)	112,000
		Øvrigt	
		Udførelse	Hjørnebadekar

Vedligeholdelsesvejledning

Rengør karret efter hvert bad for at opnå den bedste holdbarhed. Tør vanddråber af med en blød klud for at undgå kalkbelægninger. Hvis akryloverfladen beskadiges eller ridses, kan der anvendes Clean & Shine Bathroom, som rengør og fjerner mindre mærker og ridser. Ved dybere ridser/skader skal der poleres med Clean & Shine Polermiddel. Undgå bakterier, og hold rørsystemet rent ved hjælp af rengørings- og desinfektionsprodukterne fra Spacare

[Læs mere på westerbergs.dk](http://westerbergs.dk)