



# motion 160r badekar 2.0

Art nr: 20082150-00

Let placerbart offsetbadekar i tidløst design. Vælg mellem to forskellige massagesystemer. Fås også i venstrestillet udførelse.

## Detaljeret information

### Varekoder

EAN 7392429041355

### Standarder og klassificeringer

ETIM EC011609

EN-standard EN12764

Omfattet af CE True

### Produktmål og -vægt

Badedybde (mm) 430

Kardybde (mm): 430

Højde min. (mm): 675

Længde (mm): 1580

Bredde (mm) 1000

Nettovægt (kg) 81

Vandvolumen (l) 300

Venstre-/højrestillet udførelse Højre

### Materiale og overfladebehandling

Farve Hvid

Overfladefinish Blank

Primært materiale Sanitetsakryl

### Udstyr

Massagesystem Nej

Bundventil Ja

Afløbsrør Ja

Front/gavl Nej

### Emballagemål og -vægt

Emballagens højde (m) 1,100

Emballagens bredde (m) 1,820

Emballagens længde (m) 0,820

Bruttovægt (kg) 81,000

### Øvrigt

Udførelse Offset højre

## Vedligeholdelsesvejledning

Rengør karret efter hvert bad for at opnå den bedste holdbarhed. Tør vanddråber af med en blød klud for at undgå kalkbelægninger. Hvis akryloverfladen beskadiges eller ridses, kan der anvendes Clean & Shine Bathroom, som rengør og fjerner mindre mærker og ridser. Ved dybere ridser/skader skal der poleres med Clean & Shine Polermiddel. Undgå bakterier, og hold rørsystemet rent ved hjælp af rengørings- og desinfektionsprodukterne fra Spacare