



# motion 160sq badekar 2.0

Art nr: 20082170-00

Rektangulær form, som giver maksimal massage på en lille overflade.

## Detaljeret information

### Varekoder

EAN 7392429041492

### Standarder og klassificeringer

ETIM EC011609

EN-standard EN12764

Omfattet af CE Ja

### Produktmål og -vægt

Badedybde (mm) 420

Kardybde (mm): 420

Højde min. (mm): 670

Længde (mm): 1600

Bredde (mm) 700

Nettovægt (kg) 74

Vandvolumen (l) 230

Venstre-/højrestillet udførelse Vendbar

### Materiale og overfladebehandling

Farve Hvid

Overfladefinish Blank

Primært materiale Sanitetsakryl

### Udstyr

Massagesystem Nej

Bundventil Ja

Afløbsrør Ja

Front/gavl Nej

### Emballagemål og -vægt

Emballagens højde (m) 0,830

Emballagens bredde (m) 1,810

Emballagens længde (m) 0,820

Bruttovægt (kg) 74,000

### Øvrigt

Udførelse Rektangulært

## Vedligeholdelsesvejledning

Rengør karret efter hvert bad for at opnå den bedste holdbarhed. Tør vanddråber af med en blød klud for at undgå kalkbelægnings. Hvis akryloverfladen beskadiges eller ridser, kan der anvendes Clean & Shine Bathroom, som rengør og fjerner mindre mærker og ridser. Ved dybere ridser/skader skal der poleres med Clean & Shine Polermiddel. Undgå bakterier, og hold rørsystemet rent ved hjælp af rengørings- og desinfektionsprodukterne fra Spacare