



motion 160l badekar 2.0

Art nr: 20082160-00

Let placerbart offsetbadekar i tidløst design. Vælg mellem to forskellige massagesystemer. Fås også i højrestillet udførelse.

Detaljeret information

Varekoder

EAN 7392429041423

Standarder og klassificeringer

ETIM EC011609

EN-standard EN12764

Produktmål og -vægt

Badedybde (mm) 430

Kardybde (mm): 430

Højde min. (mm): 675

Længde (mm): 1580

Bredde (mm) 1000

Nettovægt (kg) 81

Vandvolumen (l) 300

Venstre-/højrestillet udførelse Venstre

Materiale og overfladebehandling

Farve Hvid

Overfladefinish Blank

Primært materiale Sanitetsakryl

Udstyr

Massagesystem Nej

Bundventil Ja

Afløbsrør Ja

Front/gavl Nej

Emballagemål og -vægt

Emballagens højde (m) 1,100

Emballagens bredde (m) 1,820

Emballagens længde (m) 0,820

Bruttovægt (kg) 81,000

Øvrigt

Udførelse Offset venstre

Vedligeholdelsesvejledning

Rengør karret efter hvert bad for at opnå den bedste holdbarhed. Tør vanddråber af med en blød klud for at undgå kalkbelægninger. Hvis akryloverfladen beskadiges eller ridses, kan der anvendes Clean & Shine Bathroom, som rengør og fjerner mindre mærker og ridser. Ved dybere ridser/skader skal der poleres med Clean & Shine Polermiddel. Undgå bakterier, og hold rørsystemet rent ved hjælp af rengørings- og desinfektionsprodukterne fra Spacare